



Кресло-коляски для инвалидов механические

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Кресло-коляска для инвалидов Н 007 (18 дюймов)

Артикул 200100001



Предназначение

Кресло-коляска предназначена для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата по любым покрытиям.

Передвижение осуществляется самостоятельно или при помощи сопровождающего лица.

ОПИСАНИЕ:

ПОДНОЖКИ

Кресло-коляска оснащена съемными, откидными регулируемыми по высоте подножками.

ПОДЛОКОТНИКИ

Кресло-коляска оснащена несъемными, прямыми подлокотниками.

Подлокотники имеют мягкие накладки на поручнях.

ТОРМОЗА

Кресло-коляска снабжена рычагами стояночного тормоза слева и справа.

КОЛЕСА

Кресло-коляска оснащена колесами, имеющими пневматические задние и передние цельнолитые шины.

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

Кресло-коляска оснащена ремнем безопасности, который крепится по бокам основания сиденья, регулируется по длине и имеет надежную застежку.

РАМА

Рама кресла-коляски - складная, изготовлена из металлического сплава с эмалевым покрытием.

СПИНКА И СИДЕНЬЕ

Сиденье и спинка изготовлены из прочной нейлоновой дышащей ткани.

Сзади спинки предусмотрен удобный карман.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Кресло-коляска - 1 шт.
2. Руководство - 1 экз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габариты в рабочем состоянии (ДхШхВ) ($\pm 5\%$): 1060x610x890 мм

Габариты в сложенном состоянии (ДхШхВ) ($\pm 5\%$): 1060x290x890 мм

Ширина сиденья ($\pm 5\%$): 465 мм

Глубина сиденья ($\pm 5\%$): 395 мм

Ширина между поручнями ($\pm 5\%$): 405 мм

Диаметр колес (передние/задние) ($\pm 5\%$): 175/610 мм

Грузоподъемность: 110 кг

Кресло-коляска для инвалидов: Н 003 (17, 18 дюймов)



Предназначение

Кресло-коляска предназначена для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата.

Передвижение осуществляется самостоятельно или при помощи сопровождающего лица.

ОПИСАНИЕ:

ПОДНОЖКИ

Кресло-коляска оснащена съемными, поворотными, регулируемыми по длине подножками с мягким упором для ног.

ПОДЛОКОТНИКИ

Кресло-коляска оснащена съемными подлокотниками.

ТОРМОЗА

Кресло-коляска снабжена рычагами стояночного тормоза слева и справа.

КОЛЕСА

Кресло-коляска может комплектоваться задними быстросъемными колесами с цельнолитыми шинами. Передние колеса оснащены цельнолитыми шинами.

РАМА

Рама кресла-коляски - складная, выполнена из металла и покрыта эмалевым лакокрасочным покрытием.

СПИНКА И СИДЕНЬЕ

Спинка кресла-коляски сзади оснащена удобным карманом. Сиденье и спинка изготовлены из мягкого, прочного, влагонепроницаемого материала.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Кресло-коляска - 1 шт.
2. Руководство - 1 экз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габариты в рабочем состоянии (ДхШхВ) ($\pm 5\%$):

17 дюймов: 1050х620х920 мм

18 дюймов: 1050х650х920 мм

Ширина сиденья ($\pm 5\%$):

17 дюймов: 435 мм

18 дюймов: 460 мм

Глубина сиденья ($\pm 5\%$): 400 мм

Ширина между поручнями ($\pm 5\%$):

17 дюймов: 435 мм

18 дюймов: 460 мм

Диаметр колес (передние/задние) ($\pm 5\%$): 200/610 мм

Грузоподъемность ($\pm 5\%$): 110 кг

Кресло-коляска для инвалидов Н 010



Предназначение

Кресло-коляска предназначена для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата.

Передвижение осуществляется самостоятельно или при помощи сопровождающего лица.

ОПИСАНИЕ:

ПОДНОЖКИ

Кресло-коляска оснащена съёмными, откидными, регулируемыми по высоте подножками.

ПОДЛОКОТНИКИ

Кресло-коляска оснащена несъёмными, откидными подлокотниками. Подлокотники имеют мягкие накладки на поручнях.

ТОРМОЗА

Кресло-коляска снабжена рычагами стояночного тормоза слева и справа.

КОЛЕСА

Кресло-коляска оснащена колесами, имеющими пневматические задние и передние цельнолитые шины. Задние колеса – быстросъёмные.

РАМА

Рама кресла-коляски – складная, изготовлена из металлического сплава с хромовым покрытием.

СПИНКА И СИДЕНЬЕ

Сиденье и спинка изготовлены из прочной нейлоновой дышащей ткани.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Кресло-коляска - 1 шт.
2. Руководство - 1 экз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габариты в рабочем состоянии (ДхШхВ) ($\pm 5\%$): 1040x630x910 мм

Габариты в сложенном состоянии (ДхШхВ) ($\pm 5\%$): 810x320x760 мм

Ширина сиденья ($\pm 5\%$): 450 мм

Глубина сиденья ($\pm 5\%$): 400 мм

Ширина между поручнями ($\pm 5\%$): 455 мм

Диаметр колес (передние/задние) ($\pm 5\%$): 200/610 мм

Грузоподъемность: 110 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://armed.nt-rt.ru> | | эл. почта: rdm@nt-rt.ru