

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: rdm@nt-rt.ru || Сайт: <https://armed.nt-rt.ru/>

Кровать функциональная SAE-104-E

Медицинская кровать SAE-104-E – это обновленная многофункциональная модель, призванная упростить уход за лежачими пациентами. Усовершенствованные материалы и улучшенное качество деталей сделают использование кровати еще более длительным и безопасным. Санитарное оснащение – главная особенность SAE-104-E. Оно позволит легко и просто решить деликатный вопрос: судно спрятано на специальной полке под ложем, без труда достается и обслуживается.

Кровать имеет четырехсекционное ложе из прочнейшей стали. Секции регулируются двумя механическими приводами с червячной передачей: угол наклона спинной секции настраивается до 65 градусов, тазобедренной – до 40 и голеностопной от –10 до -20 градусов.

Наличие санитарного оборудования – главная особенность кровати. Ее уже оценили близкие тяжелобольных пациентов, которые не могут обслужить себя самостоятельно. Судно расположено под ложементом, достается и легко чистится при необходимости.

Обе спинки кровати снимаются для удобства ухода за пациентом. Они выполнены из прочного ABS-пластика и дополнены декоративными вставками под дерево, поэтому кровать подойдет не только для медицинских центров, но и для дома. Специальные бамперы по углам кровати защитят спинки от ударов при перемещении пациента между помещениями.

Прочные боковые ограждения не дадут пациенту упасть с кровати. Для осуществления ухода ограждения легко опускаются при помощи клавиш.

Послушные цельнолитые колеса позволят перемещать пациента между помещениями. Они отлично показывают себя на любых напольных покрытиях и не требуют дополнительного обслуживания. За надежную фиксацию кровати в одном положении отвечают педальные тормоза.

Кровать поставляется в комплекте с инфузионной стойкой, устройством для подтягивания и санитарной емкостью с установочным отверстием.



Технические характеристики

Количество секций	4
Грузоподъемность	250 кг
Длина кровати	2180 мм
Ширина кровати	980 мм
Высота кровати	2120 мм
Длина ложа	1950 мм
Ширина ложа	895 мм
Высота ложа	

Диапазон угла наклона головной секции	510 мм
Диапазон угла наклона тазобедренной секции	0-65 °
Диапазон угла наклона секции голеностопа	0-40 °
Количество боковых ограждений	0-(-10)-(-20) °
Диаметр колес	2
Количество колес с педальным тормозом	125 мм
Количество колес с педальным тормозом	2
Основные характеристики	
Привод	Механический
Механический привод с червячной передачей	2 шт
Механизм «гребенка»	Да
Торцевые спинки кровати	Съёмные
Складные боковые ограждения	Да
Съемное санитарное оснащение	Да
Атравматическиме угловые бампера	Да
Подходит для длительной реабилитации	Да
Материал основания кровати	Стальной профиль
Материал ложементов	Сталь
Материал боковых ограждений	Металл
Материал спинок	ABS-пластик
Возможность установить инфузионную стойку	Да
Возможность установить устройство для подтягивания	Да

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93